

WOUNDCLOT Trauma 止血ガーゼ


迅速な止血処置用、局所止血ドレッシング材

- ▶ 中程度から重症の出血に使用。
- ▶ 抗血小板薬、抗凝固薬使用の患者にも適用可能。
- ▶ 止血効果は24 時間持続。




WOUNDCLOT Trauma 止血ガーゼの特長


- 出血部位の血液を吸収・膨潤して、ゲル化することにより傷を被覆。
- 血小板、赤血球を凝集し、凝固系因子を刺激することにより止血が促進される。



▲ ガーゼサイズ：10x10cm



▲ ガーゼサイズ：8x20cm



▲ ガーゼサイズ：8x100cm



WOUNDCLOT Trauma 止血ガーゼ 仕様

一般医療機器：綿状パッド
届出番号：14BX100018CS0001



品番	品名	ガーゼサイズ	箱サイズ(HxLxW)	原材料	販売単位	使用期限
WWC-T1010	WOUNDCLOT Trauma 止血 ガーゼ1010 (10枚入)	10x10cm	15.5x9.7x4.5cm	セルロース	箱	3年以上
WWC-T0820	WOUNDCLOT Trauma 止血 ガーゼ0820 (10枚入)	8x20cm	15.5x9.7x4.5cm		箱	
WWC-T8100	WOUNDCLOT Trauma 止血ガーゼ8100 (10枚入)	8x100cm	15.5x9.7x13.5cm		箱	

※仕様は予告なく変更することがあります。
※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

外国製造業者：
Core Scientific Creations Ltd. (イスラエル)

総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5
www.wako-shoji.com/
E-mail info@wako-shoji.com
TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484