

吸引器 3WAY Plus

救急現場に必要な 3 つの電源に対応 (AC 電源・バッテリー・車載電源)
軽量・コンパクトでありながら高吸引力の電動式可搬型吸引器



- **AC100V 電源、内蔵バッテリー、DC12V シガーソケットの 3WAY 電源に対応。**
救急現場はもちろん車内や災害時など、さまざまな使用環境で安定した吸引を実現します。
- **持ち運びや車載収納に配慮したコンパクト・軽量設計。**
優れた携帯性により、迅速な現場対応をサポートします。
- **最大吸引圧 -80kPa、排気流量 25L/min の高性能吸引。**
救急現場で求められるパワフルな吸引性能を発揮します。
- **工具不要でバッテリー交換が可能。**
現場での迅速な交換を実現し、継続的な運用をサポートします。
- **吸引物の本体内部への流入リスクを低減した安全設計。**
フロート機構を採用し、液体の逆流防止に配慮しています。
- **本体にカテーテルホルダーを装備。**
使用前後のカテーテルをスマートに保持でき、衛生面にも配慮した設計です。
- **救急現場での運用を考慮した専用バッグ。**
吸引チューブホルダー、ウォーターボトル収納、ヤンカー・吸引チューブ収納スペース、ショルダーストラップを備え、視認性・保護性・携行性を向上させています。
- **長時間駆動が可能なバッテリーを搭載。**
通常モードで約 90 分、エコモードで約 120 分の連続使用が可能です。

仕 様

サイズ	W329×D122×H235mm
重量	約2.8kg (バッテリー込み)
最大吸引圧	-80kPa (±10%)
流量	25L/min (±15%)
吸引ボトル容量	750ml (オプション: 1,000ml)
バッテリー充電時間	約90分
バッテリー運転時間	約90分 (無負荷・満充電時)
バッテリー種類	ニッケル水素
バッテリー寿命目安	500回充放電または約2年
使用環境	温度範囲 +10 ~ +35℃ 湿度範囲 30 ~ 75%
規格	電磁両立性規格JIS T 0601-1-2 : 2023適合
構成品	吸引器本体 吸引チューブ1.5m ボトルキャップ 750 一式 吸引ボトル 750mL 補助ボトル 22 一式 フィルタ内蔵コネクタ連結ホース付 (15cm) カテーテル差し (PC) フィルタセット 5個入り 充電式内蔵バッテリー シガーライターケーブル 吸引器3WAY Plus専用バッグ ウォーターボトル(単回使用品) 1個

品番・品名

品 番	品 名
WBXMH-3WP	吸引器3WAY Plus

オプション・追加購入品

品 番	商品画像	品 名	備 考
PT-610015-1		吸引チューブ1.5m	
AD-S-BL		直型アダプタ ブルー	
AD-S-GR-H15		直型アダプタ グレー 連結ホース付(15cm)	
AD-S-GR-H		直型アダプタ グレー 連結ホース付(20cm)	
BC-750		ボトルキャップ 750	
BP-750		ボトルパッキン 750	
FL-FS		フロート 一式	
BC-750-FS-2		ボトルキャップ 750 一式	
SB-750		吸引ボトル 750mL	
SB-1000		吸引ボトル 1000mL	
SUBB-22-FS		補助ボトル 22 一式	
FL-CN-H15		フィルタ内蔵コネクタ 連結ホース付(15cm)	
CTHD-PC		カテーテル差し(PC)	
AF-ST		フィルタセット 5個入	
10HR-AAU		充電式内蔵バッテリー	
MI-1903		シガーライターケーブル	
BC-Bag		廃液吸引バッグ 30枚入	単回使用品
BC-Gell		廃液凝固剤 600g入	
WWB-25		ウォーターボトル 25個入	単回使用品

※吸引器3WAY Plus専用バッグのみの販売は行っておりません。
 ※消毒は次亜塩素酸ナトリウムなどを使用ください。詳細は添付文書、取扱説明書参照。
 ※煮沸、オートクレーブは使用不可です。



※仕様は予告なく変更することがあります。
 ※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

販売・問合わせ先



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484