

エマージェンシーバンデージ

パッド付の止血用バンデージ

SAFEGUARD
MEDICAL™

- 滅菌パッド付で出血を吸収、創傷部を保護。
- 包帯を巻きつけることで圧迫し、出血の抑制が可能。
- 包帯を固定するためのクロージャーバー付き。
- コンパクトなパッケージのため、携行が容易。
- ストップ&ゴー機構、クロージャーバーがあるため、片手操作が可能。



包帯・パッド幅；10cm

包帯・パッド幅；15cm

腹部/幅広い創傷/切断面の処置に。

プレッシャーバー側



パッド側



▲ FCP01

▲ FCP02

▲ FCP09

仕 様

届出番号 / 14B1X00018FC0001



品番	品名	種類	入数	カラー	サイズ	重量	素材	使用期限
FCP01-5	エマージェンシーバンデージミタリ	FCP01	5個入	OD色	【包帯】 370x10cm 【パッド】 10x18cm	57g	【包帯】 コットン、ポリアミド、ポリウレタン	3年以上 (滅菌製品)
FCP02-5		FCP02	5個入		【包帯】 370x15cm 【パッド】 15x18cm	83g	【パッド】 フラップパルプ	
FCP09-5		FCP09	5個入		【包帯】 500x20cm 【パッド】 30x30cm	142g	【クロージャーバー】 ポリカーボネート 【プレッシャーバー】 ポリアミド	

製造会社名：First Care Products Ltd. (イスラエル)

使用方法


本器を取り外す際は包帯からクロージャーバーを外し、ゆっくりと緩めてください。

< FCP01, FCP02 >




< FCP09 (腹部・幅広い創傷に適用する場合) >

必要に応じてパッドに生理食塩水を適量含ませます。



< FCP09 (切断面に適用する場合) >



*仕様は予告なく変更することがあります。
*印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484