

# プラクティマンアドバンス / プラクティベビー

## CPR 訓練人形 プラクティマンアドバンス


WPM-AD

CPR MANIKIN  
**PRACTI-MAN**  
Advance

- 1体で成人、小児のCPR訓練ができます。
- 下顎挙上法の人工呼吸訓練にも対応。
- 感染防止のため、気道部は吸気/呼気が一方方向の通気となる構造。
- AEDパッドを貼っても跡が残りにくい素材を使用。
- 収納バッグはパッド付きでフラットに広げることができるので、訓練時のマットとして活用できます。



▲成人 (クリック音あり) ▲小児 (クリック音あり) ▲クリック音なし



背部のセレクターで、クリック音付の成人・小児、及びクリック音なしの3種類の選択ができます




▲収納バッグ (マット付) を広げた状態



▲AEDパッドを貼っても接着剤が残りにくい



▲下顎挙上法による人工呼吸訓練ができます



▲気道部

### 仕様

素材	ポリプロピレン (人形本体)
構成部品 (付属品)	人形本体【胸スキン/フェイススキン付】(約2.2kg) ディスポ肺 (アドバンス用) 5枚 気道部 (アドバンス用) 2個 収納バッグ クリッカー (交換用) 2枚

### アクセサリ・消耗品(プラクティマン アドバンス用)

品番	品名
WPM-ADB	収納バッグ (アドバンス用)
WPM-ADL	ディスポ肺 (アドバンス用) 5枚入
WPM-ADV	気道部 (アドバンス用) 2個入
WPM-ADF	フェイススキン (アドバンス用)
WPM-ADC	胸スキン (アドバンス用)
WPM-ADBCL	プラクティマンAD/ベビー用クリッカー 10枚入

※フェイスシールドは構成品に含まれません

▲感染防止のため、気道部に使われているバルブは吸気と呼気の流れを一方方向にする構造

- 実際の乳児に近いサイズ。
- 肩・股関節に加えて、首も左右に可動するため、よりリアルな訓練ができます。
- AEDパッドを貼っても跡が残りにくい素材を使用。

CPR MANIKIN  
**PRACTI-BABY**



▲背部のセレクターで、クリック音「あり」・「なし」の2種類の選択ができます



▲AEDパッドを貼っても接着剤が残りにくい



## 仕様

素材	ポリアミド+ポリプロピレン (人形本体)
構成品 (付属品)	人形本体【胸スキン/フェイススキン/肌着付】(約1.5kg) ディスポ肺 (ベビー用) 4枚 気道部 (ベビー用) 2個 収納バッグ

## アクセサリ・消耗品 (プラクティベビー用)

品番	品名
WPM-BBB	収納バッグ (ベビー用)
WPM-BBL	ディスポ肺 (ベビー用) 4枚入
WPM-BBV	気道部 (ベビー用) 2個入
WPM-BBF	フェイススキン (ベビー用)
WPM-BBC	胸スキン (ベビー用)
WPM-ADBCL	プラクティマンAD/ベビー用クリッカー 10枚入

## 女性用胸スキン WPM-ADFC

- 女性特有の胸部曲線を精密に再現し、現場に近い状況でのCPR訓練を可能にします。
- 病院外で女性がCPRを受けた際の生存率が低い背景にある“ためらい”を解消し、正確で自信のある胸骨圧迫を習得できます。

## CPR 訓練人形 プラクティマンアドバンス 3 in 1 WPM-AD3

男性・女性・小児のCPR訓練に対応した、オールインワンモデル。  
新たに追加された女性用胸部スキンにより、性別に配慮したリアルなトレーニング



プラクティマン用ジャケット  
WPM-JKT

## 仕様

素材	ポリエステル
----	--------



## 仕様

構成品 (付属品)	人形本体【胸スキン/フェイススキン】(約2.2kg) 女性用胸スキン ディスポ肺 (アドバンス用) 5枚 気道部 (アドバンス用) 2個 収納バッグ
-----------	--

※仕様は予告なく変更することがあります。  
※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

## 総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5  
www.wako-shoji.com/  
E-mail info@wako-shoji.com  
TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484