

CPR 訓練人形 プラクティマンアドバンス


WPM-AD

 CPR MANIKIN
PRACTI-MAN
 Advance

- 1体で成人、小児のCPR訓練ができます。
- 下顎挙上法の人工呼吸訓練にも対応。
- 感染防止のため、気道部は吸気/呼気が一方向の通気となる構造。
- AEDパッドを貼っても跡が残りにくい素材を使用。
- 収納バッグはパッド付きでフラットに広げることができるので、訓練時のマットとして活用できます。



▲成人 (クリック音あり) ▲小児 (クリック音あり) ▲クリック音なし



背部のセレクトで、クリック音付の成人・小児、及びクリック音なしの3種類の選択ができます




▲収納バッグ (マット付) を広げた状態



▲AEDパッドを貼っても接着剤が残りにくい



▲下顎挙上法による人工呼吸訓練ができます



▲気道部

仕様

素材	ポリプロピレン (人形本体)
構成部品 (付属品)	人形本体【胸スキン/フェイessoonスキン付】(約2.2kg) ディスポ肺 (アドバンス用) 5枚 気道部 (アドバンス用) 2個 収納バッグ

アクセサリ・消耗品(プラクティマン アドバンス用)

品番	品名
WPM-ADB	収納バッグ (アドバンス用)
WPM-ADL	ディスポ肺 (アドバンス用) 5枚入
WPM-ADV	気道部 (アドバンス用) 2個入
WPM-ADF	フェイessoonスキン (アドバンス用)
WPM-ADC	胸スキン (アドバンス用)

※フェイスシールドは構成部品に含まれません

▲感染防止のため、気道部に使われているバルブは吸気と呼気の流れを一方向にする構造

CPR 訓練人形 プラクティベビー

WPM-BB

- 実際の乳児に近いサイズ。
- 肩・股関節に加えて、首も左右に可動するため、よりリアルな訓練ができます。
- AEDパッドを貼っても跡が残りにくい素材を使用。



▲背部のセレクトターで、クリック音「あり」・「なし」の2種類の選択ができます



▲AEDパッドを貼っても接着剤が残りやすい



CPR MANIKIN
PRACTI-BABY



仕様

素材	ポリアミド+ポリプロピレン（人形本体）
構成品（付属品）	人形本体【胸スキン/フェイススキン/肌着付】（約1.5kg） ディスポ肺（ベビー用）4枚 気道部（ベビー用）2個 収納バッグ

アクセサリ・消耗品（プラクティベビー用）

品 番	品 名
WPM-BBB	収納バッグ（ベビー用）
WPM-BBL	ディスポ肺（ベビー用）4枚入
WPM-BBV	気道部（ベビー用）2個入
WPM-BBF	フェイススキン（ベビー用）
WPM-BBC	胸スキン（ベビー用）
WPM-ADBCL	プラクティマンAD/ベビー用クリッカー 10枚入

女性用胸スキン

WPM-ADFC

- 女性特有の胸部曲線を精密に再現し、現場に近い状況でのCPR訓練を可能にします。
- 病院外で女性がCPRを受けた際の生存率が低い背景にある“ためらい”を解消し、正確で自信のある胸骨圧迫を習得できます。



NEW!



NEW!

プラクティマン用ジャケット
WPM-JKT

仕様

素材	ポリエステル
----	--------

マルチトロリーバッグ

WPM-MTB

- プラクティマン成人用+プラクティベビー、AEDなど訓練に必要な資器材を合わせて収納可能。キャスター仕様で移動の負担を軽減します。



NEW!

仕様

サイズ	W72 x D34 x H50(cm)
-----	---------------------



※仕様は予告なく変更することがあります。

※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

CPR 訓練人形

プラクティマンアドバンス 3 in 1

WPM-AD3

男性・女性・小児のCPR訓練に対応した、オールインワンモデル。

新たに追加された女性用胸部スキンにより、性別に配慮したリアルなトレーニングが可能。



NEW!

仕様

構成品（付属品）	人形本体【胸スキン/フェイススキン】（約2.2kg） 女性用胸スキン ディスポ肺（アドバンス用）5枚 気道部（アドバンス用）2個 収納バッグ
----------	--

総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484