

安心性・機能性・操作性を兼ね備えた、再使用可能な手動式蘇生器



- バッグ部分にシリコン素材を採用し、優れた柔軟性と弾力性により、長時間の換気による術者の疲労を軽減します。
- 加圧操作がしやすく、滑りにくい形状で、手にフィットしやすく、確実な把持が可能です。
- 折り畳み可能な構造により、携帯性に優れています。
- 使用環境温度範囲は -18℃～+ 50℃です。
- 成人用と小児・新生児用の蘇生弁が誤って接続されないよう配慮した安全設計です。
- オートクレーブ滅菌が可能で、衛生的に使用できます。(※リザーバーバッグを除く)
- 小児・新生児用には、圧力リミット(35cmH₂O)の蘇生用圧制限弁を搭載し、過度な換気圧によるリスクを軽減します。
- 蘇生バッグ用ハンドストラップにより、使用時の安定性と安心感を高めます。
- シリコン蛇管 (オプション) を使用することで延長が可能です。未使用時はコンパクトに収納できます。

仕 様

サイズ W*D*H(mm)	成人用: 約400×130×170mm 小児用: 約360×110×150mm 新生児用: 約270×85×130mm
重量	成人用: 520g 小児用: 420g 新生児用: 270g
対象患者	成人用: 体重40kg以上 小児用: 体重10kg以上40kg以下 新生児用: 体重5kg以下
換気量	成人用: 600ml以上 小児用: 340ml以上 新生児用: 20ml以上
圧制限バルブ	35cmH ₂ O (小児・新生児用)
素材	蘇生弁・吸気弁: ポリサルフォン 蘇生バッグ: シリコン マスク: シリコン
使用温度	-18℃～ +50℃
構成品	蘇生バッグ 蘇生弁 吸気弁 酸素リザーバーバッグ マスク ハンドストラップ



医療機器

品番・品名

画像	品 番	品 名
①	WBXCV-AB-01	シリコンレサシテーター成人用セット
②	WBXCV-CB-01	シリコンレサシテーター小児用セット
③	WBXCV-IB-01	シリコンレサシテーター新生児用セット



①成人用セット



②小児用セット



③新生児用セット

オプション・追加購入品

品 番	商品画像	品 名	備 考
WM5074		ワインマンマスク※	成人用 (No.5)
WM5082		ワインマンマスク※	小児用 (No.3)
WM5086		ワインマンマスク※	新生児用 (No.1)
BC-2020-SM-AL		シリコンマスク	成人用
BC-2020-SM-AM		シリコンマスク	成人・小児用
BC-2020-SM-AS		シリコンマスク	小児用
BC-2020-SM-IL		シリコンマスク	小児・新生児用
BC-2020-SM-IS		シリコンマスク	新生児用
WSSS-HS5		蘇生バッグ用ハンドストラップ 5個入	
BC-2020-RS-V		酸素リザーバー弁	
BC-2020-RS-BA		酸素リザーバーバッグ 2600mL	
BC-2020-RS-BA		酸素リザーバーバッグ 2600mL 10枚入	
BC-2020-RS-BCI		酸素リザーバーバッグ 600mL	
BC-2020-RS-BCI		酸素リザーバーバッグ 600mL 10枚入	
BC-2020-SC-1A		蘇生器用シリコン蛇管 アダプター付	成人用
BC-2020-SC-1CI		蘇生器用シリコン蛇管 アダプター付	小児・新生児兼用

※販売名 : ワインマンマスク
 一般的名称 : 人工呼吸器用マスク
 医療機器分類 : 一般医療機器
 製造販売業者 : 株式会社ワコー商事
 製造販売届出番号 : 14B1X00018WVM0002



▲ 成人用 蛇管 (オプション使用時)



▲ 小児用 蛇管 (オプション使用時)



▲ 新生児用 蛇管(オプション使用時)



▲ 折りたたんで小さくできます

※仕様は予告なく変更することがあります。

※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

販売・問合わせ先



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484