


# Bolin チェストシール




届出番号 / 14B1X00018PS0001



胸部の外傷の救急処置は、迅速に且つ効果的に創傷部を直接チェストシールで閉塞することが重要です。Bolinチェストシール(BCS)は、特にこのような緊急性の高いニーズに対応するため開発されました。



- 一方向弁つきトリプルバルブを採用。**1**  
 損傷部位への好ましくない外気などの接触を防止、内部を保護。
- 大型(直径約14cm)のポリウレタン被覆シートにより、胸部のどのような損傷も被覆。**2**
- 接着面は、粘着性が高いアクリル系の粘着材により、体毛や血液の上からでも密着し、被覆できる。**3**  
 貼付位置を変えるような場合は、簡単に剥がして張り替えることが可能。
- ジェルタイプの接着剤の粘着力を強化し、繰り返し行う張り替えなどの際でも、適切な貼付が可能。**4**
- 医療従事者の要求を取り入れ、ガーゼパッドの大きさを10cm×19cmの大型サイズを採用。



## 仕 様

内容物	滅菌済チェストシール (約14cm) 1枚・滅菌済ガーゼパッド 1枚
パッケージ	パウチパック (約20cm×20cm) 1枚個包装
原材料	ポリエチレン・アクリルPSA・ポリエステル・ポリウレタン・アクリル粘着剤
参考	NSN6510-01-549-0939

\*仕様は予告なく変更することがあります。

\*印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

## 総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484